

遊四海 - 第一遊：分辨左邊、右邊

如果您是佩戴「耳掛型」助聽器.....

➤ 壓克力耳模



左耳：藍色



右耳：紅色



➤ 矽膠耳模

耳管朝上、出音口朝天花板、手比C字形(如左下圖)。

若耳模的開口朝向：

和左手相同→左耳耳模；

和右耳相同→右耳耳模。



___耳耳模

➤ 通用型耳塞

拿起助聽器，喇叭線和耳塞向內側。(如下圖所示)



___ 耳助聽器

如果您是佩戴「耳內型」助聽器.....

➤ 耳內機



左耳：藍色



右耳：紅色