


遊四海 - 第三遊：音量及程式控制

➤ 控制助聽器音量

一般來說耳掛型助聽器：

按右邊助聽器音量控制鈕 → 大聲

按左邊助聽器音量控制鈕 → 小聲



一般來說耳內機：

往前旋轉 → 大聲

往後旋轉 → 小聲

➤ 切換助聽器程式

每款助聽器的切換程式方式略不同，

請詢問為您選配的聽力師或選配師。

★ 注意

若您的助聽器有藍芽功能能和手機配對，
可透過手機App調整音量與切換程式。